

Agujas Hipodérmicas - NP

DESCRIPCIÓN

- Agujas hipodérmicas, estériles, de un solo uso
- Formadas por una cánula de acero inoxidable sin costura visible
- Incluyen una vaina de plástico protectora de la cánula
- Vida útil 5 años desde la fecha de esterilización
- Esterilización por Óxido de Etileno
- Atoxicas, apirógenas

CARACTERÍSTICAS

- Material: Cánula de acero inoxidable, vaina protectora de polipropileno y adaptadores de polipropileno rígido
- Sin rebarbas o aristas cortantes
- Envasado individualmente con en pouch de papel grado médico
- Medidas: 18G, 20G, 21G, 22G, 25G, 27G, 30G.
- Medidas señaladas en cada caja por código de colores para fácil identificación.
- Cumple con normas de calidad: ASTM 1980, EN 980 (2008), EN 62366 (2008), ISO 594-1, ISO 594-2 (1998), ISO 14971 (2012), ISO 15223-1 (2012), ISO 7864 (1993), ISO 11607-1.2 (2006), ISO 10993-7 (2008), ISO 14644-1 (2015).

USOS

- Para utilizarse principalmente junto con jeringas y equipos de infusión
- Destinadas a la introducción de fluidos por debajo de la piel o extracción de sangre
- Debe eliminarse como residuo patológico
- De un solo uso

ENVASE

- Cajas x 100 unidades.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Leer las instrucciones antes de utilizar.
- No deben ser utilizadas en pacientes que presenten sensibilidad a alguno de los materiales de fabricación.
- Verificar fecha de vencimiento e integridad del envase.
- Producto estéril, no utilizar si el envase está dañado o abierto.
- No reutilizar, reprocessar o re esterilizar.
- Almacenar en un lugar limpio y fresco fuera de ambientes húmedos, alejados de fuentes de calor y protegidos de la luz directa del sol.