



Especificaciones de Producto

HOJAS DE BISTURÍ – Paramount

DESCRIPCIÓN

- Hojas de bisturí de un solo uso.
- Esterilización por radiación gama 2.5M Rads.
- Vida útil 5 años desde la fecha de esterilización.
- Venta exclusiva a profesionales e instituciones sanitarias.

CARACTERISTICAS

- Elaborado con acero al carbono quirúrgico.
- Envase individual.
- Medidas: 10, 11, 12, 15, 15c, 20, 21, 22, 23, 24.
- La hoja es plana y recta, permitiendo realizar fácilmente cortes rectos o en línea.

USOS

- Incisión y disección de tejidos en cirugías.
- Solo puede ser utilizado por personal idóneo.
- Producto de un solo uso.
- Su eliminación debe efectuarse como residuo patológico.

VENTAJAS

- Cada hoja se envasa individualmente con una lamina de aluminio con un papel inhibidor de corrosión en un lado.
- La lámina de aluminio está especialmente desarrollada con un material resistente a pinchaduras y de fácil apertura.

ENVASE

- Caja x 100 unidades.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Producto estéril. No utilizar si el envase está abierto o dañado.
- Leer cuidadosamente las instrucciones antes de usar
- Descartar luego de un solo uso. No reciclar, limpiar o re esterilizar.
- No debe ser utilizado en pacientes que tengan sensibilidad a alguno de los materiales utilizados en su elaboración.
- Almacenar en un ambiente seco y limpio.

DATOS FISICOS

• Dimensiones

| Medida | Longitud Max. | Longitud Min. | Ancho Min. | Ancho Max. | Espesor de la hoja |
|--------|---------------|---------------|------------|------------|--------------------|
| 10 | 41 | 42.5 | 7 | 8.5 | 0.37 ± 0.42 mm. |
| 11 | 41 | 43 | 6 | 6.5 | 0.37 ± 0.42 mm. |
| 12 | 36 | 38 | 11 | 12 | 0.37 ± 0.42 mm. |
| 15 | 37 | 38 | 3.5 | 4.5 | 0.37 ± 0.42 mm. |
| 15c | 35.5 | 37 | 2.8 | 3.5 | 0.37 ± 0.42 mm. |
| 20 | 45 | 47 | 9 | 10 | 0.37 ± 0.42 mm. |
| 21 | 54 | 56.5 | 9 | 10.5 | 0.37 ± 0.42 mm. |
| 22 | 58.5 | 60.5 | 10 | 11 | 0.37 ± 0.42 mm. |
| 23 | 50 | 51.5 | 9 | 10 | 0.37 ± 0.42 mm. |
| 24 | 52.5 | 54.2 | 9 | 11.5 | 0.37 ± 0.42 mm. |