



Especificaciones de Producto

Jeringas Hipodérmicas de un solo uso – NP

DESCRIPCIÓN

- Jeringas Hipodérmicas de un solo uso sin aguja
- Elaboradas con polipropileno transparente de primera calidad
- Vida útil 5 años desde su fecha de esterilización
- De un solo uso
- Esterilizadas por óxido de Etileno

CARACTERISTICAS

- Envasadas individualmente
- Graduación de lectura nítida y deslizamiento controlado por el émbolo
- Cono luer slip
- Medidas 1ml, 3ml, 5ml, 10ml, 20ml, 60ml, 60ml tomy, Insulina
- Inspección y ensayos según resolución 2323
- Cumple con normas de calidad: ISO 14971 (2012), ISO13485 (2016), EN 1041 (2008), EN ISO 15223-1 (2016), ISO 10993-10 (2010), ISO 10993-5 (2009), ISO 11135-1 (2007), EN ISO 15223-1 (2016), ISO 11607-2 (2006)

USOS

- Indicada para la introducción de fluidos o extracción de sangre

VENTAJAS

- Émbolo siliconado levemente para mejor desplazamiento de este dentro del cuerpo de la jeringa
- Diseño que permite un fácil manejo con una mano

ENVASE

- Individual en blíster de papel de grado médico y polipropileno
- Caja conteniendo 100, 50 y 25 unidades según medida

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

- Inspeccionar el envase y producto antes de su uso
- Leer las instrucciones antes de usar
- Producto esterilizado, no utilizar si el envase está abierto o dañado
- No reutilizar, reprocesar o re esterilizar
- La eliminación debe efectuarse como residuo patológico
- Verificar la fecha de vencimiento
- Almacenar en un lugar limpio y fresco fuera de ambientes húmedos, alejados de fuentes de calor